

一般的名称:加圧式医薬品注入器

販売名:ベセルフューザー

新旧製品対照表

※詳しい内容は、販売業者にお問い合わせください

現行製品		新規格品製品				販売業者
JANコード	製品品番	JANコード	製品品番	規格等	供給開始予定	
4548263160148	21-ABX-150P2FC	4548263160162	21-ABX-N150P2F7	楽々フューザー 小口径-150-FC-PCA2-LOT30 (5個/箱)	供給開始済	スミスメディカル・ジャパン株式会社
4548263160155	21-ABX-150P3FC	4548263160179	21-ABX-N150P3F7	楽々フューザー 小口径-150-FC-PCA3-LOT30 (5個/箱)		
4548263160100	21-ABX-300P3C3	4548263160193	21-ABX-N300P3C3	楽々フューザー 小口径 3mL/h-PCA3-LOT30 (5個/箱)		
4548263160117	21-ABX-300P3C4	4548263160209	21-ABX-N300P3C4	楽々フューザー 小口径 4mL/h-PCA3-LOT30 (5個/箱)		
4548263160124	21-ABX-300P3C5	4548263160216	21-ABX-N300P3C5	楽々フューザー 小口径 5mL/h-PCA3-LOT30 (5個/箱)		
4548263160131	21-ABX-300P3FC	4548263160186	21-ABX-N300P3F7	楽々フューザー 小口径-300-FC-PCA3-LOT30 (5個/箱)		
4548263160025	21-ABX-81751010	4548263160223	21-ABX-N300P3F14	楽々フューザー 小口径-300-FC14-PCA3-LOT30 (5個/箱) ※可変式流量:2,4,6,8,10,12,14mL/hr		
4548263120111	21-ABX-81751090	4548263160230	21-ABX-N300C4	楽々フューザー 小口径-300-4mL/h (5個/箱)		
4548263120128	21-ABX-81751100	4548263160247	21-ABX-N150C2	楽々フューザー 小口径-150-2mL/h (5個/箱)		
4548263120142	21-ABX-81751120	4548263160254	21-ABX-N300F15	楽々フューザー 小口径-300-FC15 (5個/箱)		
4548263120159	21-ABX-81751130	4548263160261	21-ABX-N150F75	楽々フューザー 小口径-150-FC7.5 (5個/箱)		
4548263110327	FUP300-40603S	4548263110372	FUP300-40603S-S	トレフューザー容量:300ml、持続:4mL/hr、PCA:3mL、L.O.T:30分		東レ・メディカル株式会社
4548263110358	FUP300-40402S	4548263110389	FUP300-40402S-S	トレフューザー容量:300mL、持続:4mL、PCA:2mL、L.O.T:30分		
4548263110310	FUFP300-B603S	4548263110396	FUFP300-B603S-S	トレフューザー容量:300mL、持続:OFF,1mL/hr-7mL/hr、PCA:3mL、L.O.T:30分		
4548263110082	FUF300-B	4548263110402	FUF300-B-S	トレフューザー容量:300mL、持続:OFF,0.5mL/hr,-7.5mL/hr		
4548263151030	FUP100-40603M	4548263110419	FUP100-40603S-S	トレフューザー容量:100mL、持続:4mL/hr、PCA:3mL、L.O.T:30分		
4548263150064	FUFP100-B603M-N	4548263110426	FUFP100-B603S-S	トレフューザー容量:100mL、持続:OFF,1.0mL/hr-7.0mL/hr、PCA:3mL、L.O.T:30分		
4548263110303	FUFP100-B601S	4548263110433	FUFP100-B601S-S	トレフューザー容量:100mL、持続:OFF,0.5mL/hr,-3.5mL/hr		
4548263110334	FUP100-20402S	4548263110440	FUP100-20402S-S	トレフューザー容量:100mL、持続:2mL/hr、PCA:2mL、L.O.T:30分		
4548263110280	FUF100-B	4548263110464	FUF100-B-S	トレフューザー容量:100mL、持続:OFF,0.5mL/hr-7.5mL/hr		
4571138930034	0209030	4571138930034	0209030	持続:1~15mL/hr(容量:300mL)	富士システムズ株式会社	
4571138930010	0209035	4571138930010	0209035	持続:0.5~7.5mL/hr(容量:300mL)		
4548263140041	0209255	4548263140041	0209255	持続:1~7mL/hr(容量:300mL)		
4548263191029	37100020	4548263191043	37100026	容量:500mL 持続:0.5~7.5mL/hr(BLUE)	株式会社八光	
4548263191012	37100210	4548263191036	37100216	容量:500mL 持続:1.0~15.0mL/hr(PINK)		

…製品品番の変更なし(仕様変更で対応)

…販売終了予定